

# Stomaversorgung

Freiheit aktiv erleben



# STOMAVERSORGUNG FREIHEIT AKTIV ERLEBEN



Die „Diagnose“ Stoma ist ein Schicksalsschlag, der mit einer großen Veränderung der Lebenssituation einhergeht: Tägliche Abläufe und aktuelle Gewohnheiten ändern sich und müssen neu überdacht werden.

Trotzdem bedeutet diese Diagnose nicht, dass man sein selbstbestimmtes Leben aufgeben muss. Ganz im Gegenteil!

Um Sie in Ihrem täglichen Umgang mit einem Stoma zu unterstützen, ist eine sichere, komfortable und auch diskrete Versorgung ein wichtiges Schlüsselement.

B. Braun bietet Ihnen dabei Produkte an, die sich an Ihren Anforderungen und Bedürfnissen orientieren. Sie sollen aktiv dazu beitragen, Ihnen die Lebensqualität zurückzugeben, die Sie sich wünschen.

Unsere praxisorientierte Entwicklungsarbeit und strengen Maßstäbe im Qualitätsstandard sowie die enge Zusammenarbeit mit Stomatherapeut\*innen und Stomaträger\*innen sind die Grundlage unseres modernen, auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten Sortiments.

Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei Fragen rund um das Thema Stoma und bieten gerne Hilfestellungen an.



EINTEILIGE  
VERSORGUNG  
Seite 8



ZWEITEILIGE  
VERSORGUNG  
Seite 24



HAUTSCHUTZ  
Seite 34



ZUBEHÖR  
Seite 38

Sie suchen Produkte speziell für Kinder und Jugendliche? Auf der Seite 13 finden Sie Informationen zum Thema Pädiatrie und Produkte, die B. Braun dazu anbietet.

# INHALT

## EINTEILIGE VERSORGUNG

Softima® Active Kolostomie Beutel plan	11
Softima® Active Ileostomie Beutel plan	12
Softima® Kolo plan	14
Softima® Kolo konvex	15
Softima® Ileo Roll'Up plan	16
Softima® Ileo Roll'Up konvex	17
Softima® Uro Silk plan	18
Softima® Uro Silk konvex	19

## ZWEITEILIGE VERSORGUNG

Softima® 3S Basisplatte plan	22
Softima® 3S Basisplatte konvex	23
Softima® 3S Kolostomiebeutel	24
Softima® 3S Roll'Up Ileostomiebeutel	25
Softima® 3S Uro	26
Softima® 3S High Flow	27
Softima® Key Basis plan	28
Softima® Key Basis konvex	29
Softima® Key Kolo	30
Softima® Key Ileo Roll'Up	31
Softima® Key Ileo Drainage	32
Softima® Key Uro	32


## HAUTSCHUTZ

Askina® Barrier Film	35
Askina® Barrier Swabs	35
Askina® Barrier Cream	36
Askina® Vliesstoffkompressen	36
B. Braun Adhesive Remover (Pflasterentferner)	37
Superfiller	37

## ZUBEHÖR

B. Braun Stoma-Gürtel	39
Extrufix® Entsorgungsbeutel	40
Stoma Entsorgungsbeutel	40
Medicare® Bettbeutel	41
Urimed® Tribag	42
Flow Collector	42

# Eine Lösung für jeden Fall



# HP-Filter

FOKUS AUF HIGH PERFORMANCE



## WELCHE FILTERLEISTUNG FÜR WELCHEN PATIENTEN?

KOLOSTOMIE	ILEOSTOMIE	UROSTOMIE
Trockener Stuhl	Feuchte & flüssige Stuhlableitung	Urin
Kleine Partikel	Große Partikel	Flüssig
Gasentstehung ●●●	Gas ●○○	Kein Gas ○○○
Geruch ●○○	Geruch ●●○	Geruch ○○○


▪ Bedarf an hoher Gasfilterleistung	▪ Bedarf an Wasserbeständigkeit	▪ Kein Bedarf an einem Filter
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

### ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN EINEN FILTER MIT HOHER ENTLÜFTUNGSKRAFT

- Schutz vor Flüssigkeiten (Wasser- & Öl-beständig)
- Gasdurchlässig
- Atmungsaktive High Tech-Membran

### HIGH PERFORMANCE FILTER B. BRAUN

- Hohes Entgasungspotenzial
- Sehr gute Geruchsneutralisierung
- Dichtigkeit gegenüber Flüssigkeiten
- Geringeres Risiko des Auftretens eines Balloneffektes
- Erhöhtes Vertrauen aufgrund des geschützten Filters
- Optimale Diskretion und erhöhter Komfort





## EINTEILIGE VERSORGUNG

Einteilige Versorgungen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort. Mit dem Softima® Active bietet Ihnen B. Braun ein System, das sich durch eine moderne und flexible Haftfläche auszeichnet. Anders als alle bisherigen Systeme hält die Haftfläche sofort und muss nicht extra angewärmt werden.

## Softima® Active

ULTRA-FLEXIBLE, EINTEILIGE STOMAVERSORGUNG



Softima® Active wurde für Stomaträger\*innen entwickelt, die Wert auf eine unauffällige, hautschonende Versorgung legen und keine Kompromisse in puncto Bewegungsfreiheit eingehen wollen.

Dank der hohen Flexibilität passt sich Softima® Active jeglicher Hautunebenheit an und folgt jeder Bewegung:

- ✓ Sofortige, sichere Haftung
- ✓ Perfekter, sicherer Sitz
- ✓ Rückstandslose Entfernung
- ✓ Ausgezeichneter Hautschutz



### ULTRA-FLEXIBLER HAUTSCHUTZ

Dank der neuen SkinTech® Formel ist die Basisplatte im Vergleich zu anderen Systemen um ein Vielfaches flexibler.

Das erleichtert vor allem die Versorgung bei Hautunebenheiten oder Hernien, da sich die Basisplatte wie eine zweite Haut anschmiegt.

Die Vorteile für Stomaträger\*innen liegen auf der Hand: wesentlich höherer Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

### BESTE WASSERRESISTENZ


Die patentierte Zusammensetzung der Basisplatte (100% SIS) macht's möglich: Softima® Active hinterlässt keinerlei Rückstände auf der Haut. Auch bei sehr flüssigen Ausscheidungen bleibt die Basisplatte formstabil.

### EFFEKTIVE FILTERLEISTUNG

- Hohe Luftdurchlässigkeit – kein Aufblähen
- Bessere Filterleistung – Gerüche werden zuverlässig neutralisiert

# Softima® Split Cover

## DER BEUTEL FÜR MEHR KONTROLLE



- Einfacheres Anbringen des Beutels
- Visuelle Kontrolle des Stomas zu jeder Zeit

- Kontrolle der Ausscheidung (Konsistenz und Farbe)
- Kontrolle der Ausscheidungsmenge



Das Split Cover („Inspektionsfenster“) überzeugt doppelt: Zum einen ist der beigefarbene Beutel äußerst diskret. Zum anderen können das Stoma und der Stuhl jederzeit kontrolliert werden – sowohl in der Post-OP-Phase, als auch im täglichen Leben. Einfach praktisch!

### VORTEILE FÜR DIE\*DEN PATIENT\*IN

- Mehr Selbstbestimmung, wenn es um die Kontrolle des Stomas und Stuhls geht (z.B. Farbe/Konsistenz, Menge)
- Kein Versorgungswechsel für die Kontrolle notwendig

# EINTEILIGE VERSORGUNG



### Softima® Active Kolostomie Beutel (plan)

Enterostomabeutel der neuesten Generation mit einem einzigartigen, flexiblen und sicheren Hautschutz, die patentierte SkinTech® Haftfläche passt sich jeder Form an

- Patentierter, einzigartiger SkinTech® Hautschutz
- Ultraflexibel
- Keine Haftrückstände
- Sicherer, sofortiger Halt auf der Haut, ohne vorheriges Anwärmen
- Formstabil, auch bei flüssigen Ausscheidungen
- Neue Filtertechnologie mit besserer Entlüftung des Beutels und extra starker Geruchsfiltration
- Neue ergonomische Beutelform mit hoch sitzender Basisplatte, wodurch der Beutel auch bei Füllung flach anliegt
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

Beige Varianten mit Sichtfenster erhältlich

Die Basisplatte darf beim Auflegen auf die Haut NICHT auseinandergezogen werden. Der Ausschnitt sollte genau der Stomagröße entsprechen.

3 Beutelgrößen: Mini: 220 ml Volumen; Midi: 480 ml Volumen; Maxi: 600 ml Volumen

GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Mini	~220 ml	15-45 mm	beige mit Sichtfenster	30 Stück	4612215AT	-
Midi	~480 ml	15-50 mm	transparent	30 Stück	4611115AT	54103/060
Midi	~480 ml	15-50 mm	beige mit Sichtfenster	30 Stück	4612115AT	-
Midi	~480 ml	25 mm	beige mit Sichtfenster	30 Stück	4610125AT	54103/060
Midi	~480 ml	30 mm	beige mit Sichtfenster	30 Stück	4610130AT	54103/060
Midi	~480 ml	35 mm	beige mit Sichtfenster	30 Stück	4610135AT	54103/060
Midi	~480 ml	40 mm	beige mit Sichtfenster	30 Stück	4610140AT	54103/060
Maxi	~600 ml	15-65 mm	transparent	30 Stück	4611380AT	54103/060
Maxi	~600 ml	15-65 mm	beige mit Sichtfenster	30 Stück	4612380AT	-

# EINTEILIGE VERSORGUNG



## Softima® Active Ileostomie Beutel (plan)

Enterostomabeutel der neuesten Generation mit einem einzigartigen, flexiblen und sicheren Hautschutz, die patentierte SkinTech® Haftfläche passt sich jeder Form an

- Patentierter, einzigartiger SkinTech® Hautschutz
- Ultraflexibel
- Keine Haftrückstände
- Sicherer, sofortiger Halt auf der Haut, ohne vorheriges Anwärmen
- Formstabil, auch bei flüssigen Ausscheidungen
- Neue Filtertechnologie mit besserer Entlüftung des Beutels und extra starker Geruchsfiltration
- Neue ergonomische Beutelform mit hoch sitzender Basisplatte, wodurch der Beutel auch bei Füllung flach anliegt
- Großer Auslass: 7 cm
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

Ausgewählte Beige Varianten auch mit Sichtfenster erhältlich

Die Basisplatte darf beim Auflegen auf die Haut NICHT auseinandergezogen werden. Der Ausschnitt sollte genau der Stomagröße entsprechen.

3 Beutelgrößen: Mini: 260 ml Volumen; Midi: 580 ml Volumen; Maxi: 710 ml Volumen

GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Mini	~260 ml	15-45 mm	transparent	30 Stück	4621215AT	54101/063
Mini	~260 ml	15-45 mm	beige	30 Stück	4620215AT	54101/063
Midi	~580 ml	15-50 mm	transparent	30 Stück	4621115AT	54101/063
Midi	~580 ml	15-50 mm	beige	30 Stück	4620115AT	54101/063
Midi	~580 ml	25 mm	beige	30 Stück	4620125AT	54101/063
Midi	~580 ml	30 mm	beige	30 Stück	4620130AT	54101/063
Midi	~580 ml	35 mm	beige	30 Stück	4620135AT	54101/063
Midi	~580 ml	40 mm	beige	30 Stück	4620140AT	54101/063
Maxi	~710 ml	15-65 mm	transparent	30 Stück	4621380AT	54101/063
Maxi	~710 ml	15-65 mm	beige	30 Stück	4620380AT	54101/063

# Pädiatrie

## EINE STOMAVERSORGUNG, DIE ALLES MITMACHT



Die kleinsten Beutel der Softima® Active Produktreihe sind mit einem **Volumen von 220 ml** bestens zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen geeignet.

### IHRE VORTEILE

- Hypoallergen
- Sofortige Haftung dank hydrokolloidem SkinTech® Hautschutz
- Kinder müssen nicht still liegen
- Repositionierbar
- Wasserfest
- Die hohe Flexibilität des SkinTech® Hautschutzes erlaubt den Kindern maximale Bewegungsfreiheit und ist kaum spürbar



Softima® Active  
Kolostomie Beutel Mini

Seite 11



Softima® Active  
Ileostomie Beutel Mini

Seite 12

# EINTEILIGE VERSORGUNG



## Softima® Kolo (plan)

Ergonomisch geformter, geschlossener Beutel mit komplettem Hautschutz im Flower Shape-Design

- Ergonomische Form
  - Kompletter Hautschutz im Flower Shape-Design
  - Weiche Vliesumhüllung
  - Integrierter Laminar Technologie Filter:
    - Hohe Entgasungsleistung
    - Starke Geruchsfiltrierung
  - Inkl. Klebeetiketten zum Abkleben des Filters
  - Latex-, PVC- und DEHP-frei
- 3 Beutelgrößen:** Mini: 200 ml Volumen; Midi: 465 ml Volumen; Maxi 590 ml Volumen

GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Mini	~200 ml	⊕ 15–45 mm	● beige	30 Stück	44212AT	-
Mini	~200 ml	20 mm	● beige	30 Stück	44220AT	-
Mini	~200 ml	25 mm	● beige	30 Stück	44225AT	-
Mini	~200 ml	30 mm	● beige	30 Stück	44230AT	-
Mini	~200 ml	35 mm	● beige	30 Stück	44235AT	-
Midi	~465 ml	⊕ 16–50 mm	○ transparent	30 Stück	43616	54103/009
Midi	~465 ml	⊕ 16–50 mm	● beige	30 Stück	43016	54103/009
Midi	~465 ml	24 mm	● beige	30 Stück	43024	54103/009
Midi	~465 ml	28 mm	● beige	30 Stück	43028	54103/009
Midi	~465 ml	36 mm	● beige	30 Stück	43036	54103/009
Midi	~465 ml	40 mm	● beige	30 Stück	43040	54103/009
Midi	~465 ml	45 mm	● beige	30 Stück	43045	54103/009
Maxi	~590 ml	⊕ 16–75 mm	● beige mit Sichtfenster	30 Stück	43070	-



## Softima® Kolo (konvex)

Ergonomisch geformter, geschlossener Beutel mit konvexer Hautschutzfläche im Flower Shape-Design

- Konvexes Profil des Hautschutzes gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung und reduziert damit das Risiko von Druckulcera und -nekrosen
  - Zur komfortablen und sicheren Versorgung von Kolostomieanlagen auf oder unter Hautniveau
  - Konvexität = 4 mm
  - Optimale Anpassung an die Haut, weich und flexibel
  - Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
  - Drei Möglichkeiten der Gürtelfixierung
  - Weiche Vliesumhüllung
  - Integrierter Laminar Technologie Filter:
    - Hohe Entgasungsleistung
    - Starke Geruchsfiltrierung
  - Inkl. Klebeetiketten zum Abkleben des Filters
  - Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Beutelgröße:** 430 ml

GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Midi	~430 ml	⊕ 15–35 mm	○ transparent	10 Stück	44117DE	54102/001
Midi	~430 ml	⊕ 15–45 mm	○ transparent	10 Stück	44118DE	54102/001
Midi	~430 ml	⊕ 15–35 mm	● beige	10 Stück	44017DE	54102/001
Midi	~430 ml	⊕ 15–45 mm	● beige	10 Stück	44018DE	54102/001
Midi	~430 ml	30 mm	● beige	10 Stück	44031DE	54102/001
Midi	~430 ml	35 mm	● beige	10 Stück	44037DE	54102/001

# EINTEILIGE VERSORGUNG



## Softima® Ileostomy Roll'Up (plan)

Ergonomisch geformter, einteiliger Ausstreifbeutel mit Roll'Up Auslass, komplettem Hautschutz im Flower Shape-Design

- Zur komfortablen und sicheren Versorgung von Ileostomieanlagen
- Einfacher Roll'Up Verschluss
- Einfache Entleerung dank der weißen Öffnungslaschen
- Großer Auslass: 7 cm
- Optimale Anpassung an die Haut, weich und flexibel
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Weiche Vliesumhüllung
- Integrierter LKP-Filter (stuhlundurchlässig)
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

**3 Beutelgrößen:** Mini: 260 ml Volumen; Midi: 580 ml Volumen; Maxi: 710 ml Volumen

GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Mini	~260 ml	15-45 mm	beige mit Sichtfenster	30 Stück	41710	-
Midi	~580 ml	15-60 mm	transparent	30 Stück	42815DE	54101/005
Midi	~580 ml	15-60 mm	beige	30 Stück	42715DE	54101/005
Midi	~580 ml	15-50 mm	beige mit Sichtfenster	30 Stück	41716	54101/005
Midi	~580 ml	25 mm	beige	30 Stück	42725DE	54101/005
Midi	~580 ml	30 mm	beige	30 Stück	42730DE	54101/005
Midi	~580 ml	35 mm	beige	30 Stück	42735DE	54101/005
Midi	~580 ml	40 mm	beige	30 Stück	42740DE	54101/005
Maxi	~710 ml	15-76 mm	beige mit Sichtfenster	30 Stück	41776	-



## Softima® Ileostomy Roll'Up (konvex)

Ergonomisch geformter Ausstreifbeutel mit konvexer Hautschutzfläche im Flower Shape-Design

- Zur komfortablen und sicheren Versorgung von Ileostomieanlagen auf oder unter Hautniveau
- Konvexität = 4 mm
- Einfacher Roll'Up Verschluss
- Einfache Entleerung dank der weißen Öffnungslaschen
- Großer Auslass: 7 cm
- Optimale Anpassung an die Haut, weich und flexibel
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Schonende Druckverteilung, drei Möglichkeiten der Gürtelfixierung unter der Hautschutzfläche
- Weiche Vliesumhüllung
- Integrierter LKP-Entlüftungsfiter
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

**Beutelgröße:** 590 ml

GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Midi	~590 ml	15-35 mm	transparent	10 Stück	42817DE	54100/002
Midi	~590 ml	15-45 mm	transparent	10 Stück	42818DE	54100/002
Midi	~590 ml	15-35 mm	beige	10 Stück	42717DE	54100/002
Midi	~590 ml	15-45 mm	beige	10 Stück	42718DE	54100/002
Midi	~590 ml	25 mm	beige	10 Stück	42726DE	54100/002
Midi	~590 ml	30 mm	beige	10 Stück	42731DE	54100/002
Midi	~590 ml	15-35 mm	beige mit Sichtfenster	10 Stück	41719	54100/002
Midi	~590 ml	15-45 mm	beige mit Sichtfenster	10 Stück	41720	54100/002

# EINTEILIGE VERSORGUNG



## Softima® Uro Silk (plan)

Einteiliger Urostomiebeutel mit komplettem Hautschutz im Flower Shape-Design

- Komplette hydrokolloide Basisplatte zur optimalen Anpassung an die Haut, weich und flexibel
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Easy Outlet-Auslasssystem zur einfachen Entleerung
- Inklusive Universaladapter zum Anschluss von Nacht- oder Beinbeuteln, die Adapter liegen in gleicher Anzahl wie die Beutel bei
- Idealerweise mit Medicare® Bettbeutel oder Urimed® Tribag Plus
- Rückflusssperre
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

**Beutelgröße:** 630 ml

GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Midi	~630 ml	12-60 mm	○ transparent	20 Stück	044913DE	54201/001
Midi	~630 ml	12-60 mm	● beige	20 Stück	044914DE	54201/001



## Softima® Uro Silk (konvex)

Ergonomisch geformter Urostomiebeutel mit konvexer, urinresistenter Hautschutzfläche im Flower Shape-Design

- Komplette hydrokolloide Basisplatte zur optimalen Anpassung an die Haut, weich und flexibel
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Easy Outlet-Auslasssystem zur einfachen Entleerung
- Inklusive Universaladapter zum Anschluss von Nacht- oder Beinbeuteln, die Adapter liegen in gleicher Anzahl wie die Beutel bei
- Idealerweise mit Medicare® Bettbeutel oder Urimed® Tribag Plus
- Rückflusssperre
- Sanfter Neigungswinkel des konvexen Hautschutzes sorgt für eine optimale Druckverteilung und reduziert damit das Risiko von Druckulcera und -nekrosen
- Konvexität = 4 mm
- Seidig-weiche Vliesumhüllung
- Dreifach-Gürtelfixierung unterhalb der Hautschutzfläche
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

**Beutelgröße:** 615 ml

GRÖSSE	VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Midi	~615 ml	15-25 mm	○ transparent	10 Stück	44915DE	54200/001
Midi	~615 ml	15-35 mm	○ transparent	10 Stück	44917DE	54200/001
Midi	~615 ml	25 mm	○ transparent	10 Stück	44920DE	54200/001
Midi	~615 ml	30 mm	○ transparent	10 Stück	44922DE	54200/001
Midi	~615 ml	15-35 mm	● beige	10 Stück	44919DE	54200/001



## ZWEITEILIGE VERSORGUNG

Zweiteilige Systeme ermöglichen der\*dem Stomaträger\*in einen schnellen Beutelwechsel, ohne die Basisplatte tauschen zu müssen. Die Basisplatte kann in der Regel 2–4 Tage auf der Haut verbleiben. Mit dem neuen Softima® 3S bietet B. Braun ein System, das sich durch seine Flexibilität, Einfachheit und Sicherheit auszeichnet.

# Softima® 3S & Softima® Key

ZWEITEILIGE, FLEXIBLE VERSORGUNG FÜR EINEN HOHEN TRAGEKOMFORT



**Softima® 3S – SIMPEL. SICHER. SOFT.**  
Flexibles zweiteiliges Stomasystem mit „Sicherheitsklick“

Softima® 3S ist die neueste Generation der 2-teiligen Rastring-Systeme. Es vereint die Sicherheit des Rastring mit dem Komfort der Haftsysteme.

### SIMPEL.


Das „Guiding System“ ermöglicht ein einfaches Positionieren des Beutels auf der Basisplatte. Dank des untergreifbaren Rastring erfolgt das Einrasten des Beutels ganz leicht und ohne Druck auf den Bauch.

### SICHER.

Der zusätzliche Sicherheitsverschluss gibt dem Beutel mehr Halt und vermittelt der\*dem Träger\*in ein größeres Sicherheitsgefühl. Die 3 möglichen Gürtelpositionen ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Situation der\*des Betroffenen.

### SOFT.

Der neue Rastring ist flexibel auch wenn der Beutel aufgesetzt ist. Die neue Folie passt sich perfekt der Körperkontur an, dadurch wird eine hohe Diskretion erreicht.



**Softima® Key – VERDAMMT NAH AM EINTEILER**  
Flexibles zweiteiliges Stomasystem mit Führungshilfe im Schlüssel-Schloss-Prinzip

Dank der Haftring-Kupplung bietet der Softima® Key fast die gleiche Flexibilität wie ein einteiliges System. Der Beutel kann ohne Druck auf der Basisplatte fixiert werden.

### EINFACHE UND GENAUE POSITIONIERUNG DURCH INTEGRIERTE FÜHRUNGSHILFE

Die Softima® Key Basisplatte verfügt über eine weiche, flexible Haftzone zum Aufbringen der Versorgungsbeutel, die im unteren Bereich mit einer Halterung zum Einlegen der Beutel ausgestattet ist.

### OPTIMALER UND SICHERER SITZ DES BEUTELS AUF DER BASISPLATTE

Die Softima® Key Versorgungsbeutel sind mit einer formstabilen Adhäsivfläche aus leistungsstarken Haftkomponenten ausgestattet, die für einen sicheren Sitz des Beutels auf der Platte sorgen und Undichtigkeiten verhindern.

# ZWEITEILIGE VERSORGUNG



## Softima® 3S Basisplatte (plan)

Extra flexible Basisplatte für das 2-teilige Rastring-System Softima® 3S  
 „Simpel. Sicher. Soft.“ – es vereint die Sicherheit des Rastring mit dem Komfort der Haftsyste

- Besonders weiche Basisplatten-Rastring-Kombination
- Einfaches Positionieren dank Guiding System
- Minimierter Druck auf den Bauch
- Extra Verriegelung für mehr Sicherheit
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

RINGGRÖSSE	LOCHGRÖSSE	VE	ART.-NR.	TARIF
45 mm	⊕ 15–30 mm	5 Stück	936415AT	54401/059
45 mm	20 mm	5 Stück	936420AT	54401/059
45 mm	25 mm	5 Stück	936425AT	54401/059
45 mm	30 mm	5 Stück	936430AT	54401/059
55 mm	⊕ 15–40 mm	5 Stück	936515AT	54401/059
55 mm	35 mm	5 Stück	936535AT	54401/059
55 mm	40 mm	5 Stück	936540AT	54401/059
65 mm	⊕ 15–50 mm	5 Stück	936615AT	54401/059
65 mm	45 mm	5 Stück	936645AT	54401/059
80 mm	⊕ 15–65 mm	5 Stück	936815AT	54401/059



## Softima® 3S Basisplatte (konvex)

Extra flexible Basisplatte für das 2-teilige Rastring-System Softima® 3S  
 „Simpel. Sicher. Soft.“ – es vereint die Sicherheit des Rastring mit dem Komfort der Haftsyste

- Besonders weiche Basisplatten-Rastring-Kombination
- Einfaches Positionieren dank Guiding System
- Minimierter Druck auf den Bauch
- Extra Verriegelung für mehr Sicherheit
- Angenehmes Tragegefühl durch 6 mm Konvexität
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

RINGGRÖSSE	LOCHGRÖSSE	VE	ART.-NR.	TARIF
45 mm	⊕ 15–26 mm	5 Stück	937415AT	54400/032
45 mm	25 mm	5 Stück	937425AT	54400/032
55 mm	⊕ 15–36 mm	5 Stück	937515AT	54400/032
55 mm	30 mm	5 Stück	937530AT	54400/032
65 mm	⊕ 15–46 mm	5 Stück	937615AT	54400/032

# ZWEITEILIGE VERSORGUNG



## Softima® 3S Kolostomiebeutel

Moderner Kolostomiebeutel für das flexible, 2-teilige Rastring-System  
Softima® 3S „Simpel. Sicher. Soft.“

- Blickdichtes, weiches Vlies
- Raschelarme Folie
- Filter mit hohem Luftdurchlass und effektivem Aktivkohlefilter
- Drei mögliche Gürtelpositionen
- Transparent und beige
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

GRÖSSE	VOLUMEN	RINGGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Midi	~520 ml	45 mm	● beige	30 Stück	931045AT	54112/057
Midi	~500 ml	55 mm	● beige	30 Stück	931055AT	54112/057
Midi	~465 ml	65 mm	● beige	30 Stück	931065AT	54112/057
Maxi	~665 ml	45 mm	○ transparent	30 Stück	931545AT	54112/057
Maxi	~665 ml	45 mm	● beige	30 Stück	931445AT	54112/057
Maxi	~665 ml	55 mm	○ transparent	30 Stück	931555AT	54112/057
Maxi	~655 ml	55 mm	● beige	30 Stück	931455AT	54112/057
Maxi	~630 ml	65 mm	○ transparent	30 Stück	931565AT	54112/057
Maxi	~630 ml	65 mm	● beige	30 Stück	931465AT	54112/057
Maxi	~510 ml	80 mm	○ transparent	30 Stück	931580AT	54112/057
Maxi	~510 ml	80 mm	● beige	30 Stück	931480AT	54112/057



## Softima® 3S Roll'Up Ileostomiebeutel

Moderner Ausstreif-Ileostomiebeutel für das flexible, 2-teilige Rastring-System  
Softima® 3S „Simpel. Sicher. Soft.“, inkl. 6 Klebestreifen

- Blickdichtes, weiches Vlies
- Raschelarme Folie
- Flüssigkeitsfester Filter mit hohem Luftdurchlass und effektivem Aktivkohlefilter
- Drei mögliche Gürtelpositionen
- Transparent und beige
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

GRÖSSE	VOLUMEN	RINGGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Midi	~650 ml	45 mm	○ transparent	30 Stück	932145AT	54110/065
Midi	~635 ml	55 mm	○ transparent	30 Stück	932155AT	54110/065
Midi	~615 ml	65 mm	○ transparent	30 Stück	932165AT	54110/065
Midi	~650 ml	45 mm	● beige	30 Stück	932045AT	54110/065
Midi	~635 ml	55 mm	● beige	30 Stück	932055AT	54110/065
Midi	~615 ml	65 mm	● beige	30 Stück	932065AT	54110/065
Maxi	~805 ml	45 mm	○ transparent	30 Stück	932545AT	54110/065
Maxi	~785 ml	55 mm	○ transparent	30 Stück	932555AT	54110/065
Maxi	~755 ml	65 mm	○ transparent	30 Stück	932565AT	54110/065
Maxi	~715 ml	80 mm	○ transparent	30 Stück	932580AT	54110/065
Maxi	~805 ml	45 mm	● beige	30 Stück	932445AT	54110/065
Maxi	~785 ml	55 mm	● beige	30 Stück	932455AT	54110/065
Maxi	~755 ml	65 mm	● beige	30 Stück	932465AT	54110/065
Maxi	~715 ml	80 mm	● beige	30 Stück	932480AT	54110/065

# ZWEITEILIGE VERSORGUNG



## Softima® 3S Uro

Moderner Urostomiebeutel für das flexible, 2-teilige Rastring-System Softima® 3S „Simpl. Sicher. Soft.“

- Blickdichtes, weiches Vlies
- Raschelarme Folie
- Integrierte Rücklaufsperrre zum Schutz der Haut vor Urin
- Easy Outlet-Auslasssystem zur einfachen Entleerung des Beutels
- Inklusive Universaladapter zum Anschluss von Nacht- oder Beinbeuteln, die Adapter liegen in gleicher Anzahl wie die Beutel bei
- Transparent und beige
- Beige Varianten mit Sichtfenster zur optischen Kontrolle der Ausscheidung
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

**Beutelgröße:** 620–675 ml

GRÖSSE	VOLUMEN	RINGGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Midi	~675 ml	45 mm	○ transparent	30 Stück	934145AT	54210/035
Midi	~635 ml	55 mm	○ transparent	30 Stück	934155AT	54210/035
Midi	~620 ml	65 mm	○ transparent	30 Stück	934165AT	54210/035
Midi	~675 ml	45 mm	● beige	30 Stück	934045AT	54210/035
Midi	~635 ml	55 mm	● beige	30 Stück	934055AT	54210/035
Midi	~620 ml	65 mm	● beige	30 Stück	934065AT	54210/035



## Softima® 3S High Flow

Moderner, großvolumiger Ileostomiebeutel für das flexible, 2-teilige Rastring-System Softima® 3S „Simpl. Sicher. Soft.“

- Ergonomische Beutelform
- Weiches Vlies
- Beige Varianten mit Sichtfenster zur optischen Kontrolle der Ausscheidung
- Flüssigkeitsfester Filter
- Easy Outlet-Auslasssystem mit Anschlussmöglichkeit für einen zusätzlichen Auffangbeutel (Flow Collector Art.-Nr.: 39900)
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

**Beutelgröße:** 900–970 ml

GRÖSSE	VOLUMEN	RINGGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Maxi	~970 ml	55 mm	○ transparent	30 Stück	933155AT	54310/017
Maxi	~940 ml	65 mm	○ transparent	30 Stück	933165AT	54310/017
Maxi	~900 ml	80 mm	○ transparent	30 Stück	933180AT	54310/017
Maxi	~970 ml	55 mm	● beige	30 Stück	933055AT	54310/017
Maxi	~940 ml	65 mm	● beige	30 Stück	933065AT	54310/017
Maxi	~900 ml	80 mm	● beige	30 Stück	933080AT	54310/017

# ZWEITEILIGE VERSORGUNG



## Softima® Key Basis (plan)

### Haftring Basisplatte plan

- Basisplatte mit komplettem Hautschutz
- Patentiertes Key System zum einfachen Positionieren des Beutels
- Flexibler Haftring Zweiteiler
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

RINGGRÖSSE	LOCHGRÖSSE	VE	ART.-NR.	TARIF
40 mm	⌀ 15–35 mm	10 Stück	62040DE	54401/003
50 mm	⌀ 15–45 mm	10 Stück	62050DE	54401/003
60 mm	⌀ 15–55 mm	10 Stück	62060DE	54401/003
80 mm	⌀ 15–75 mm	10 Stück	62080DE	54401/003



## Softima® Key Basis (konvex)

### Konvexe Basisplatte für das 2-teilige Softima® Key Haftring System

- Optimale Anpassung an die Haut
- Weich und flexibel
- Sicherer Sitz und zuverlässige Haftung
- Schonende Druckverteilung
- Konvexität = 4 mm
- Einfacher Beutelwechsel dank des Softima® Key Systems
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

RINGGRÖSSE	LOCHGRÖSSE	VE	ART.-NR.	TARIF
50 mm	⌀ 15–25 mm	5 Stück	62052DE	54400/002
60 mm	⌀ 15–35 mm	5 Stück	62062DE	54400/002
60 mm	⌀ 15–45 mm	5 Stück	62063DE	54400/002
60 mm	25 mm	5 Stück	62064DE	54400/002
60 mm	30 mm	5 Stück	62066DE	54400/002
60 mm	35 mm	5 Stück	62067DE	54400/002
60 mm	40 mm	5 Stück	62069DE	54400/002

# ZWEITEILIGE VERSORGUNG



## Softima® Key Kolo

Haftring-Kolostomiebeutel mit integriertem Filter

- Ergonomisch geformter Kolostomiebeutel in transparent und beige
- Softima® Key Haftring
- Integrierter Lamina Technologie-Entlüftungsfiter
- Inkl. 30 Klebestreifen
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

**Beutelgrößen:** 420 ml bis 550 ml, abhängig von der Ringgröße

GRÖSSE	VOLUMEN	RINGGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Midi	~440 ml	40 mm	○ transparent	30 Stück	62240DE	54112/004
Midi	~420 ml	50 mm	○ transparent	30 Stück	62250DE	54112/004
Midi	~550 ml	60 mm	○ transparent	30 Stück	62260DE	54112/004
Midi	~520 ml	80 mm	○ transparent	30 Stück	62280DE	54112/004
Midi	~440 ml	40 mm	● beige	30 Stück	62140DE	54112/004
Midi	~420 ml	50 mm	● beige	30 Stück	62150DE	54112/004
Midi	~550 ml	60 mm	● beige	30 Stück	62160DE	54112/004
Midi	~520 ml	80 mm	● beige	30 Stück	62180DE	54112/004



## Softima® Key Ileo Roll'Up

Ergonomisch geformter Ausstreifbeutel mit Roll'Up Auslass

- Formstabile Hautschutzfläche aus leistungsstarken Haftkomponenten
- Sicherer und fester Sitz des Beutels auf der Basisplatte
- Key-Konzept (Führungshilfe) ermöglicht ein druckfreies und schmerzarmes Aufbringen der Versorgungsbeutel auf die Basisplatte
- Ergonomisch geformt
- Effektiver Entlüftungsfiter
- Weiche Vliesumhüllung und geräuscharme, geruchsdichte Beutelfolie
- Moderner Roll'Up Verschluss für einfaches Handling
- Inkl. 6 Klebestreifen
- Beutel sitzt sehr flach auf der Platte auf und ist dadurch sehr diskret
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

GRÖSSE	VOLUMEN	RINGGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Midi	~550 ml	40 mm	○ transparent	30 Stück	621240DE	54110/042
Midi	~525 ml	50 mm	○ transparent	30 Stück	621250DE	54110/042
Maxi	~670 ml	60 mm	○ transparent	30 Stück	621260DE	54110/042
Maxi	~610 ml	80 mm	○ transparent	30 Stück	621280DE	54110/042
Midi	~550 ml	40 mm	● beige	30 Stück	621241DE	54110/042
Midi	~525 ml	50 mm	● beige	30 Stück	621251DE	54110/042
Maxi	~670 ml	60 mm	● beige	30 Stück	621261DE	54110/042
Maxi	~610 ml	80 mm	● beige	30 Stück	621281DE	54110/042

# ZWEITEILIGE VERSORGUNG



## Softima® Key Ileo Drainage

Ergonomisch geformter Ileostomie-Drainage-Beutel mit integriertem LKP-Entlüftungsfiter, weicher Vliesumhüllung, Aussparung zur optischen Kontrolle der Ausscheidungen und Easy Outlet-Auslasssystem mit Anschlussmöglichkeit für einen zusätzlichen Auffangbeutel

- LKP-Entlüftungsfiter
- Aussparung zur optischen Ausscheidungskontrolle
- Anschlussmöglichkeit für den Flow Collector
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

GRÖSSE	VOLUMEN	RINGGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Maxi	~780 ml	50 mm	● beige	30 Stück	62550DE	54110/003
Maxi	~730 ml	60 mm	● beige	30 Stück	62560DE	54110/003
Maxi	~655 ml	80 mm	○ transparent	30 Stück	62680DE	54110/003



## Softima® Key Uro

Urostomiebeutel zur 2-teiligen Versorgung mit Haftring Basisplatte

- Raschelarme Folie
- Adapter für Nacht- oder Beinbeutel
- Wechselhilfe zum einfachen Ablösen des Beutels
- Rücklaufsperr
- Latex-, PVC- und DEHP-frei

GRÖSSE	VOLUMEN	RINGGRÖSSE	FARBE	VE	ART.-NR.	TARIF
Midi	~580 ml	40 mm	● beige	30 Stück	62740DE	54210/021
Midi	~570 ml	50 mm	● beige	30 Stück	62750DE	54210/021
Midi	~570 ml	50 mm	○ transparent	30 Stück	62850DE	54210/021
Midi	~570 ml	60 mm	● beige	30 Stück	62760DE	54210/021
Midi	~570 ml	60 mm	○ transparent	30 Stück	62860DE	54210/021

# High Output

## VERSORGUNG VON ILEOSTOMIEANLAGEN MIT ERHÖHTEN AUSSCHIEDUNGSMENGEN



Zur Versorgung von Ileostomieanlagen, die durch sehr flüssige und aggressive Ausscheidungen in großen Mengen (> 2 Liter pro Tag) charakterisiert sind, stehen Ihnen die 2-teiligen Systeme Softima® 3S und Softima® Key zur Wahl. Die Produktsysteme sind besonders zur Versorgung von Jejunostomien sowie für den Einsatz bei Patienten, die nach Chemotherapien unter erhöhtem Flüssigkeitsverlust leiden, geeignet.

### EASY OUTLET-AUSLASSSYSTEM DES STOMA-BEUTELS

- Großer Auslass mit Verschlusskappe
- Sichtfenster zur optischen Kontrolle der Ausscheidungen
- Kann mit zusätzlichem Auffangbeutel Flow Collector verbunden werden (z. B. für die Versorgung in der Nacht)

### FLOW COLLECTOR – AUFFANGBEUTEL

Der Flow Collector sorgt im Einsatz mit Drainagesystemen für eine erhebliche Reduzierung des Pflegeaufwands und schafft eine komfortable und angenehme Versorgungssituation für Patient\*innen und Pflegekräfte. Zusätzlich ist eine Bilanzierung des Outputs mit Hilfe des Flow Collectors möglich.

- 1,5 m langes Schlauchsystem, individuell zuschneidbar
- Blickdichte Materialien für eine diskrete Versorgung
- Auslass zum einfachen Entleeren des Beutels
- 2000 ml Beutelvolumen

	Softima® 3S High Flow	Seite 27
	Softima® 3S Basisplatten	Seite 22–23
	Softima® Key Ileo Drainage	Seite 32
	Softima® Key Basisplatten	Seite 28–29
	Flow Collector	Seite 42



## HAUTSCHUTZ

Durch den regelmäßigen Plattenwechsel und die austretenden Ausscheidungen wird die parastomale Haut immer wieder stark beansprucht. Die Hautschutzprodukte von B. Braun helfen der Haut sich zu erholen und beugen Schädigungen vor. Die Produkte der Askina® Barrier Reihe helfen dabei, Hautschädigungen vorzubeugen und sind dabei schnell und effektiv in der Anwendung.

## HAUTSCHUTZ




### Askina® Barrier Film

Schnell trocknender, atmungsaktiver Hautschutz für die Pflege in der Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung

- Transparent und alkoholfrei
- Trocknet in nur 30 Sekunden
- Effektiver Hautschutz vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und Reibung
- Hilft vorzubeugen, zu schützen und zu erhalten
- Sauerstoff- und feuchtigkeitst durchlässig
- Wirksam bis zu 72 Stunden
- Indikationen: Vorbeugung gegen Hautschädigung durch Reibung oder Feuchtigkeit, Schutz der Haut vor Mazeration

PRODUKT	INHALT	VE	ART.-NR.
Pumpspray	28 ml	1 Stück	4002801



### Askina® Barrier Swabs

Schnell trocknender, atmungsaktiver Hautschutz für die Pflege in der Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung in Lolly-Form

- Transparent und alkoholfrei
- Trocknet in nur 30 Sekunden
- Effektiver Hautschutz vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und Reibung
- Hilft vorzubeugen, zu schützen und zu erhalten
- Sauerstoff- und feuchtigkeitst durchlässig
- Wirksam bis zu 72 Stunden
- Indikationen: Vorbeugung gegen Hautschädigungen durch Reibung oder Feuchtigkeit, Schutz der Haut vor Mazeration

PRODUKT	INHALT	VE	ART.-NR.
Applikator	1 ml	5 Stück	4000105
Applikator	1 ml	25 Stück	4000125

# HAUTSCHUTZ



## Askina® Barrier Cream

Nicht rückfettende Hautschutzcreme, wirkt bis zu 72 Stunden – auch unter Haftverbänden oder Stomaversorgungen anwendbar

- Bildet einen atmungsaktiven, transparenten Schutzfilm
- Schützt intakte und gereizte Haut bis zu 72 Stunden vor Ausscheidungen und Wundsekreten
- Spendet Feuchtigkeit
- Äußerst sparsam im Verbrauch
- Brennt nicht auf der Haut

PRODUKT	INHALT	VE	ART.-NR.
Tube	92 gr	1 Stück	4119201



## Askina® Vliesstoffkompressen

Vliesstoffkompressen

- Für alle Arten der klassischen Wundversorgung, als Salben- oder Medikamententräger
- 4-fach gelegt

PRODUKT	ABMESSUNG	VE	ART.-NR.
Kompresse 4-fach	10 x 10 cm	100 Stück	9034706
Kompresse 4-fach	10 x 10 cm	200 Stück	9034714
Kompresse 4-fach	5 x 5 cm	100 Stück	9034722
Kompresse 4-fach	7,5 x 7,5 cm	100 Stück	9034730
Kompresse 4-fach	10 x 20 cm	100 Stück	9034749



## B. Braun Adhesive Remover (Pflasterentferner)

Der B. Braun Pflasterentferner unterstützt bei der schnellen und Traumata-freien Entfernung von medizinischen Klebstoffen auf der Hautoberfläche, die bei Produkten der Stomaversorgung, Verbänden und anderen medizinischen Produkten enthalten sind.

- Auf Silikonbasis
- Enthält keine Alkohole oder Öle
- Hinterlässt keine Rückstände nach der Anwendung
- Sanft auf der Haut
- Geruchsneutral
- Enthält kein FCKW
- Als Sprühflasche verfügbar
- Inhalt: 50 ml

PRODUKT	INHALT	VE	ART.-NR.
Pumpspray	50 ml	1 Stück	1005-1



## Superfiller

Spezielle hydrokolloide Paste zum Auffüllen und Ausgleichen von Hautunebenheiten

Stomapaste immer zuerst auf die Platte geben; nach ca 30–60 Sekunden ist der oberflächliche Alkohol verdampft, und die Platte kann mit der Paste auf die Haut aufgesetzt werden

PRODUKT	INHALT	VE	ART.-NR.
Tube	60 g	1 Stück	22214



# ZUBEHÖR



**B. Braun Stoma-Gürtel**  
Zur sicheren Fixierung aller konvexen B. Braun Systeme sowie der IryFlex® Basisplatte und der Softima® 3S Beutel

PRODUKT	GRÖSSE	VE	ART.-NR.	TARIF
Stomagürtel weiß	60-110 cm ungedehnt	1 Stück	5028AT	54501/001

## ZUBEHÖR

Produkte für die Bindung von flüssigen Ausscheidungen (Ileo® Gel+) oder für die Sicherheit (B. Braun Stoma-Gürtel) runden das Produktangebot von B. Braun ab.

# ZUBEHÖR



## Extrufix® Entsorgungsbeutel Grauer, blickdichter Abfallbeutel

- Aus Polyethylen
- Auf Endlosrolle
- Weitgehend blickdicht – je nach Wanddicke
- In 6, 15 oder 30 Litern Fassungsvermögen und unterschiedlichen Wanddicken

VOLUMEN	GRÖSSE	MATERIALSTÄRKE	VE	ART.-NR.
6 L	30 x 36 cm	23 µm	48 Stk./Rolle	6201068
15 L	37 x 50 cm	23 µm	48 Stk./Rolle	6201167
30 L	50 x 65 cm	27 µm	24 Stk./Rolle	6201301



## Stoma Entsorgungsbeutel Blauer, blickdichter Abfallbeutel

- Aus Polyethylen (mit geringerer Dichte)
- Softes Material
- Geringe Geräuschentwicklung
- Diskrete Entsorgungsmöglichkeit
- Verpackungseinheit: 100 Stück (jeweils zu 25 Stück gebündelt)
- Fassungsvermögen: 4 Liter

VOLUMEN	VE	ART.-NR.
4 L	100 Stück	F00750A



## Medicare® Bettbeutel Mit Rückflussperre und Ablassventil

- Antirefluxventil
- Ablasshahn
- Fassungsvermögen: 2 Liter
- Schlauchlänge: in 90 cm oder 120 cm verfügbar
- Steril und unsteril verfügbar
- Latex-frei

VARIANTE	VOLUMEN	SCHLAUHLÄNGE	VE	ART.-NR.	TARIF
unsteril	~2000 ml	90 cm	10 Stück	28114	-
unsteril	~2000 ml	120 cm	10 Stück	28216	-
einzel steril verpackt	~2000 ml	90 cm	10 Stück	28115	50743/023

# ZUBEHÖR



## Urimed® Tribag Plus 500/800 ml

Dreikammer-Urinbeutel in 500 ml oder 800 ml, in unsteril

- Dreikammer-Urinbeutel, für einen verbesserten Tragekomfort
- Rücklaufsperr
- Sicherheitsventil
- Weiche Vliesrückseite
- Unsterile Varianten auf gewünschtes Maß kürzbar
- Latex-frei

PRODUKT	SCHLAUHLÄNGE	VE	ART.-NR.	TARIF
~500 ml, unsteril	60 cm	10 Stück	28206	50741/060
~800 ml, unsteril	60 cm	10 Stück	28306	50741/060

# Ernährungsratgeber für Stomaträger\*innen

ALS PDF ERHÄLTLICH



Der Ratgeber erklärt, was beim Verdauen von Nahrung passiert, liefert eine kleine Nährstoffkunde und gibt Tipps bei Blähungen, Verstopfung und gut bzw. schwer verdaulichen Lebensmitteln.

Eine gesunde Ernährung ist wichtig für das Wohlbefinden jedes Menschen. Essen soll schmecken und Spaß machen. Wichtig ist, dass Sie Ihre Ernährung ausgewogen, vielseitig und vollwertig gestalten, damit dem Körper die notwendigen Nährstoffe zugeführt werden. Nach einer Stomaoperation muss man sich selbst neu kennenlernen und Erfahrungen sammeln.

Welche Lebensmittel bekommen mir und welche nicht? Worauf reagiere ich mit Reizungen, Blähungen, Völlegefühl ...? Mit der richtigen Auswahl Ihrer Speisen können Sie es sich leicht machen, Einfluss – und Rücksicht(!) – auf Ihren Körper zu nehmen. Dieser Ratgeber unterstützt Sie dabei.

Bestellen können Sie den PDF-Ratgeber per E-Mail an [marketing.at@bbraun.com](mailto:marketing.at@bbraun.com) !



## Flow Collector

Auffangbeutel für die Produkte Softima® Key Ileo Drainage und Softima® 3S High Flow

- Blickdichter Auffangbeutel für die komfortable Tag- und Nachtversorgung mit 2000 ml Beutelvolumen
- Optimale Beutelform: diese erleichtert das Anhängen des Flow Collectors ans Bett, ohne dass der Auslass auf dem Boden aufliegt
- 1,5 m langer, individuell kürzbarer Schlauch
- Der Flow Collector reduziert den Pflegeaufwand erheblich und schafft für Patient\*innen und Pflegekräfte eine komfortable und angenehme Versorgungssituation
- Senkrecht nach unten gerichteter Auslass, mit leicht zu öffnendem Verschluss
- Ermöglicht eine komfortable Tag- und Nachtversorgung von Ileostomieanlagen mit erhöhten Ausscheidungsmengen
- Latex-frei

FARBE	VOLUMEN	VE	ART.-NR.	TARIF
○ weiß, blickdicht	~2000 ml	15 Stück	39900	54311/013

Bei diesen Produkten handelt es sich vorrangig um Medizinprodukte. Daher sind die Angaben der Gebrauchsanweisung genau zu beachten. Falls erforderlich, ist der Rat eines\*r Ärzt\*in, Apotheker\*in oder einer sonstigen, aufgrund ihrer beruflichen Ausbildung dazu befugten Person, einzuholen.

Bitte allgemeine Sicherheitsvorkehrungen beachten. Bei Massenfertigungsprodukten können Funktionsabweichungen gemäß derzeitigem Stand der Technik nicht vollständig ausgeschlossen werden. Liefer- und Versandbedingungen richten sich nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter [www.bbraun.at](http://www.bbraun.at). Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

B. Braun Austria GmbH | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf  
Tel. +43 2236 46541-0 | [bbraun.austria@bbraun.com](mailto:bbraun.austria@bbraun.com) | [www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)  
 [www.facebook.com/bbraunat](https://www.facebook.com/bbraunat)  [www.bbraun.info/youtube](https://www.bbraun.info/youtube)  
 [www.instagram.com/bbraun\\_at](https://www.instagram.com/bbraun_at)  [www.bbraun.info/in](https://www.bbraun.info/in)