

## Actreen® Mini<sup>Cath</sup> - speziell für Frauen

Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.
Nelaton 9 cm	● 10	30	228010AT	50710/011
	○ 12	30	228012AT	50710/011
	● 14	30	228014AT	50710/011

## Actreen® Mini<sup>Set</sup> - speziell für Frauen

Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.
Nelaton 9 cm	● 10	30	239010AT	50711/028
	○ 12	30	239012AT	50711/028
	● 14	30	239014AT	50711/028

## Actreen® Hi-Lite<sup>Set</sup> - für unterwegs

Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.
Nelaton 37 cm	● 10	30	242210AT	50711/030
	○ 12	30	242212AT	50711/030
	● 14	30	242214AT	50711/030
	● 16	30	242216AT	50711/030
	● 18	30	242218AT	50711/030
Tiemann 37 cm	● 10	30	242110AT	50711/030
	○ 12	30	242112AT	50711/030
	● 14	30	242114AT	50711/030
	● 16	30	242116AT	50711/030
	● 18	30	242118AT	50711/030

## Actreen® Hi-Lite<sup>Cath</sup> - für Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche

Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.
Nelaton 20 cm	● 06	30	238306AT	50721/042
	● 08	30	238308AT	50721/042
	● 10	30	238310AT	50721/042
	○ 12	30	238312AT	50721/042
	● 14	30	238314AT	50721/042
Nelaton 41 cm	● 08	30	238208AT	50721/041
	● 10	30	238210AT	50721/041
	○ 12	30	238212AT	50721/041
	● 14	30	238214AT	50721/041
	● 16	30	238216AT	50721/041
Tiemann 41 cm	● 08	30	238108AT	50721/040
	● 10	30	238110AT	50721/040
	○ 12	30	238112AT	50721/040
	● 14	30	238114AT	50721/040
	● 16	30	238116AT	50721/040
	● 18	30	238118AT	50721/040



SEI DU SELBST  
MIT ACTREEN®




**Umweltfreundlich:**  
Actreen® Katheter sind frei von Latex, PVC und DEHP (Weichmacher). Die Verpackungen werden aus Recyclingmaterial hergestellt. Um der Umwelt Sorge zu tragen wird auf eine zusätzliche Umverpackung der Katheter verzichtet. Die Abfallmenge wird dadurch verringert.


## Actreen®

Einfach, praktisch und sicher

Gebrauchsfertige Einmalkatheter für die tägliche Anwendung zu Hause oder unterwegs mit einer einzigartigen Technologie – basierend auf einem hydrophilen Gleitmittel



- **Ready-to-use-Gelkatheter:** keine Aktivierung notwendig
- **Bis zu 60 Minuten gleitfähig:** aufgrund der speziellen Wasser-Glycerin-Kombination
- **No-Touch-Technik:** Berührungsfreies System mit beweglicher Schutzhülle – reduziert das Infektionsrisiko
- **TPO Material** garantiert Formstabilität beim Einführen, hohe Flexibilität durch Körpertemperatur und sehr gute Gleitfähigkeit aufgrund der Oberflächenstruktur
- **2 weiche, abgerundete Augen**
- **Minimales Gewicht:** Optimales Abfallmanagement in Bezug auf Gewicht und Volumen – schont die Umwelt
- **Diskretes Etui** zum Mitnehmen der Katheter
- **Praktischer Griff** mit Universalkonnektor
- PVC-, DEHP- und latexfrei
- Einzeln steril verpackt



## Actreen® Mini<sup>Cath</sup> & Actreen® Mini<sup>Set</sup>

Speziell für Frauen



- Katheterlänge: 9 cm – ideal für die weibliche Harnröhre
- Actreen Mini<sup>Set</sup> mit integrierter Rücklaufsperrung und 700 ml Auffangbeutel




## Actreen® Hi-Lite<sup>Cath</sup>

Für Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche



- Katheterlängen Nelathon Spitze: 20 cm oder 41 cm
- Katheterlänge Tiemann Spitze: 41 cm
- Mehrere Möglichkeiten zum Öffnen
- Faltbar für einen noch diskreteren Transport



## Actreen® Hi-Lite<sup>Set</sup>

Der ideale Katheter für unterwegs



- Katheterlänge: 37 cm
- Nelaton oder Tiemann Spitze
- Mehrere Möglichkeiten zum Öffnen
- Integrierte Rücklaufsperrung
- 1000 ml Auffangbeutel
- Faltbar für einen noch diskreteren Transport

